



cedis Hygiene- und
Pflegeprodukte für den
HÖRalltag



egger



Das farbenfrische cedis-Logo fordert „Ja, zu Hygiene und Pflege im HÖRalltag!“. Am besten mit den reinigenden, funktions- und werterhaltenden cedis Markenprodukten von egger.

Beim Tragen von Hörsystemen, Ohrpassstücken, Gehörschutz u. ä. im Ohr, sind oberflächliche Verunreinigungen oder Feuchtigkeitsansammlung nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist es, nichts dagegen zu unternehmen.


Zur hygienischen Sauberkeit sowie zum Funktions- und Wertehalt gehören die richtigen Zusatzprodukte. So selbstverständlich wie das Händewaschen zur Körperhygiene.

egger bietet für nahezu jeden Bedarf das passende, bewährte cedis Markenprodukt.

Seit über drei Jahrzehnten, heute und morgen.



Für Ihren Bedarf das richtige Produkt.



Im-Ohr-Geräte (IdO)
Elektronischer IdO-Gehörschutz



Im-Ohr-Kopfhörer




Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO)




Maßgefertigte Ohrpasstücke
Maßgefertigter Gehörschutz
Maßgefertigter Ohrschutz
Wiederverwendbare Ohrstöpsel

Die praktischen Erstausrüstungs-Sets, z. B.

cedis Reinigungs- und Trockenset HdO




cedis Reinigungs- und Trockenset IdO



Bitte wenden Sie sich für Informationen
zu weiteren cedis Produkten und
Sets an Ihren Fachberater.


cedis e125.DUS elektrische „gut + günstig“ Hygiene-Station

- hygienische Reinigung mit UV-C Lichtquelle
- elektrische, schonende Trocknung
- moderate Wärmeentwicklung, speziell für die Trocknung akkubetriebener Hörsysteme




cedis Desinfektionspray

- für die einfache, schnelle und gründliche Reinigung
- wahlweise mit Zerstäuber oder Pinsel sowie als Nachfüllflasche erhältlich
- zum Auftragen auf Einwegtuch und anschließender oberflächlichen Reinigung



cedis Desinfektionstücher

- gebrauchsfertige, feuchte Tücher zur oberflächlichen Reinigung
- praktisch – in unterschiedlichen Verpackungsformen
- Einzeltücher, Taschenspender, Großspender



cedis Reinigungstabletten




- zum Auflösen in Wasser
- lösen selbst hartnäckige oberflächliche Ablagerungen und Verunreinigungen
- Anwendung mit cedis Reinigungsbecher und Puster zur Trocknung (einzeln und als Set)




cedis Trockenkapseln

- entziehen angesammelten Schweiß oder Kondenswasser
- schonen so die empfindliche Elektronik der Hörsysteme
- Trocknungsvorgang am besten über Nacht
- Anwendung mit luftdicht verschließbarem cedis Trockenbecher oder -beutel (einzeln und als Set)



cedis Pflegegel

- Hautpflegegel mit Wohlfühleffekt
- Wirkstoff der Aloe Vera zur Vorbeugung gegen Reizungen
- erleichtert das Einsetzen



A L O E V E R A





Hygiene- und
Pflegeprodukte für den
HÖRalltag.

Wir beraten Sie gerne:

79645109-2023-10

Eingetragenes Warenzeichen der
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH



egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany
www.eggeronline.com