



Les produits d'hygiène et
d'entretien cedis pour une
bonne audition au quotidien



egger



Lorsque l'on porte des appareils auditifs, des embouts auriculaires, des protections auditives etc. dans les oreilles, il est normal que les impuretés et l'humidité s'accumulent à la surface. Par contre, il est inhabituel de ne rien entreprendre contre eux.

Des produits complémentaires adaptés sont nécessaires pour garantir la propreté et l'hygiène ainsi que pour préserver le fonctionnement et la valeur des équipements. Tout comme il est évident de se laver les mains pour une bonne hygiène corporelle.


egger offre des produits de marque cedis qui ont fait leurs preuves pour répondre à presque tous les besoins.

Depuis plus de vingt ans, aujourd'hui et demain.



Le nouveau logo de cedis tout en couleur revendique «Oui à l'hygiène et à l'entretien pour une bonne audition au quotidien ! » De préférence avec les produits de marque nettoyants et de maintien du fonctionnement et de la valeur d'egger.

Le produit adapté à vos besoins.



Appareils pour intras

Protection auditive électronique (pour intras)



Écouteurs intra-auriculaires



Appareils pour contours d'oreille



Embouts auriculaires sur mesure


Protection auditive sur mesure

Protection auriculaire sur mesure


Bouchons d'oreille réutilisables

Le kit d'équipement de base pratique, par ex.

cedis kit de nettoyage et de séchage
pour contours d'oreille




cedis kit de nettoyage et de séchage
pour intras



Merci de vous adresser à votre conseiller
spécialisé pour obtenir plus d'informations sur
les autres produits et kits cedis.

cedis e300.DUS poste hygiénique et électrique

- Séchage électrique et respectueux selon le modèle, avec mini-ventilateur
- Nettoyage hygiénique avec lumière U.V.-C.
- Conservation sûre pour les appareils auditifs et les embouts auriculaires
- système automatique d'arrêt à la fin du programme





Vous trouverez des informations complémentaires dans la brochure respective détaillée du produit. Veuillez contacter votre conseiller spécialisé.

cedis e150.DUS

station d'hygiène électrique

« qualité + prix avantageux »

- nettoyage hygiénique avec deux sources de lumière UV-C l'une en face de l'autre
- séchage électrique et respectueux
- développement modéré de la chaleur spécialement pour le séchage des systèmes auditifs à batterie rechargeable




Vous trouverez des informations complémentaires dans la brochure détaillée du produit. Veuillez contacter votre conseiller spécialisé.

cedis e100.DS

poste séchage


- Place suffisante pour le séchage et la garde des vos systèmes auditifs avec les embouts, les processeurs des implants cochléaires déportés, des écouteurs intra-auriculaires, etc.
- L'air est régulièrement réchauffé grâce à un dispositif électrique et un mini-ventilateur
- Arrêt automatique après le séchage



Vous trouverez des informations complémentaires dans la brochure détaillée du produit. Veuillez contacter votre conseiller spécialisé.


cedis spray de désinfection

- Pour un nettoyage facile, rapide et en profondeur
- Au choix avec un atomiseur, un pinceau, en version petite poche
- A appliquer sur des chiffons à usage unique et après un nettoyage superficiel



cedis lingettes de désinfection

- Lingettes humides prêtes à l'usage pour un nettoyage superficiel
- Pratique, disponible dans différents types d'emballage
- Lingettes individuelles, distributeurs de poche, grand distributeur



cedis comprimés détersifs



- Solubles dans l'eau
- Éliminent même les dépôts et les salissures superficielles tenaces
- À utiliser avec un gobelet de nettoyage et un poire cedis pour le séchage (disponibles individuellement ou en kit)




cedis capsules déshydratantes

- Absorbent la sueur et la condensation accumulées
- Préservent ainsi les composants électroniques sensibles des appareils auditifs
- Processus de séchage optimal la nuit
- Utilisation avec un gobelet de séchage ou un sachet de séchage cedis étanche et scellable (disponibles individuellement ou en kit)



cedis gel

- Gel d'entretien à la texture fondante
- Agent actif à base d'Aloe Vera pour éviter les irritations
- Simplifie l'application



A L O E V E R A



cedis[®]



Plus efficace que les mots :
Films d'animations en 3D cedis
www.egger-info.com

N'hésitez pas à nous contacter :

egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany
www.egger.online

796451206-2022-09

marque déposée de
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH

