



cedis hygiëne- en  
verzorgingsproducten voor  
het dagelijks HOREN



egger



Bij het in het oor dragen van gehoorsystemen, oorstukjes, gehoorbescherming e.d. zijn oppervlakkige verontreinigingen of ophoping van vocht niets ongewoons. Maar het is wel gewoon daartegen niets te ondernemen.

Bij hygiënische reinheid en bij functie- en waardebehoud horen de juiste extra producten. Zo vanzelfsprekend als handen wassen hoort bij de hygiëne.

egger biedt voor nagenoeg iedere behoefte het passende, beproefde cedis merkproduct.

Al meer dan twee decennia, vandaag en morgen.




---

Het fris gekleurde cedis-logo roept op tot „Yes, to hygiene and care in everyday hearing!“. De beste manier om dit te doen is met de reinigende, functionele en waardebewarende producten van het merk cedis van egger.

# Voor uw behoefte het juiste product.



In-het-oor toestellen (IHO)  
Elektronische IHO-gehoorbescherming



In-het-oor toestellen




Achter-het-oor toestellen (AHO)




Op maat gemaakte oorstukjes  
Op maat gemaakte gehoorbescherming  
Op maat gemaakte oorbescherming  
Herbruikbare oordopjes

# De praktische basisuitrustingssets, bv.

cedis reinigings- en droogset AHO




cedis reinigings- en droogset IHO



Neem a.u.b. voor informatie  
over overige cedis producten en sets  
contact op met uw vakkundige adviseur.

# cedis e300.DUS elektrisch hygiënestation


- elektrische, behoedzame droging afhankelijk van het model, met kleine ventilator
- hygiënisch reinigen met UV-C licht
- veilige opslag voor gehoorsystemen en oorstukjes
- schakelt automatisch uit bij einde programma



U ontvangt extra informatie in de respectief uitvoerige product-brochure. Neem a.u.b. contact op met uw vakkundige adviseur.

# cedis e150.DUS elektrisch „goed + goedkoop“ hygiënestation

- hygiënische reiniging met twee tegenover elkaar geplaatste UV-C lichtbronnen
- elektrisch, zacht drogen
- matige warmteontwikkeling, vooral voor het drogen van batterij-hoorsystemen




U ontvangt extra informatie in de  
uitvoerige productbrochure.  
Neem a.u.b. contact op met uw  
vakkundige adviseur.



# cedis e100.DS

## elektrische droogstation


- voldoende plaats om te drogen en op te bergen, bijvoorbeeld voor hoorsystemen met oorstukjes, achter-het-oor-toestellen van cochleaire implantaten, in-het-oor-hoortoestellen, enz.
- levert een effectieve bijdrage aan een optimale werking en bescherming van de kwetsbare elektronica en behuizing
- automatische uitschakeling na alfoop van de droogtijd



U ontvangt extra informatie in de uitvoerige productbrochure. Neem a.u.b. contact op met uw vakkundige adviseur.


# cedis desinfectiespray

- voor eenvoudige, snelle en grondige reiniging
- naar keuze met verstuiver, kwast, in minizakuitvoering
- om aan te brengen op wegwerpdoek en daarop aansluitende oppervlakkige reiniging



# cedis desinfectiedoeken

- direct verwerkbare, vochtige doeken voor oppervlakkige reiniging
- praktisch – in verschillende verpakkingsvormen
- losse doeken, zakdispenser, grote dispenser




# cedis reinigingstabletten

- om in water op te lossen
- maken zelfs hardnekkige oppervlakkige afzettingen en verontreinigingen los
- toepassing met cedis reinigingsbeker en blaasbalg voor droging (los en als set)




# cedis droogcapsules

- onttrekken opgehoopt zweet of condenswater
- ontzien zo de gevoelige elektronica van de gehoorsystemen
- drogingsproces het beste 's nachts
- toepassing met luchtdicht afsluitbare cedis droogbeker of -zak (los en als set)



## cedis verzorgende gel

- huidverzorgingsgel met feel-good effect
- werkzame stof van de Aloë Vera ter voorkoming van irritaties
- vergemakkelijkt het inbrengen



A L O E V E R A



**cedis**<sup>®</sup>



Hebben meer effect dan 1000 woorden:  
cedis 3D-animatiefilms  
[www.egger-info.com](http://www.egger-info.com)

796451404-2022-09

Wij adviseren u graag: