



cedis Productos de cuidado
y higiene para la audición
para OÍRdiariamente



egger



Cuando se usan sistemas auditivos, moldes, protección auditiva o similares en la oreja no son infrecuentes las impurezas superficiales o la acumulación de humedad. Algo más insólito es no hacer nada para evitar sus efectos.

Para la limpieza higiénica y para conservar su función y sus propiedades se necesitan los productos auxiliares correctos. Algo tan natural como puede ser lavarse las manos en la higiene corporal.


egger ofrece el producto de marca cedis adecuado y probado para cada situación.

Desde hace dos décadas, hoy y mañana.



El logotipo de cedis de colores frescos demanda: “Diga sí a la higiene y al cuidado para OIRdiariamente”. Preferiblemente con los productos limpiadores y conservadores de marca cedis de egger.

El producto adecuado para sus necesidades.



Intracanales

Protección auditiva electrónica (intras)



Auriculares internos



Retroauriculares



Moldes a medida


Protección auditiva a medida

Protección de la oreja a medida


Tapones reutilizables

Los prácticos juegos para el primer equipamiento, p. ej.

cedis Juego de limpieza y secado
(para retroauriculares)




cedis Juego de limpieza y secado
(para intras)



Para más información acerca de los productos cedis y los juegos, consulte a su especialista.

cedis e300.DUS Aparato eléctrico para higiene

- Secado eléctrico y cuidadoso dependiendo del modelo, con ventilador miniaturizado
- Limpieza higiénica con luz UV-C
- Conservación segura para los sistemas auditivos y moldes
- Desconexión automática al fin del programa




Para más información, consulte los respectivos folletos detallados del producto. Consulte a su especialista.

cedis e150.DUS

Estación higiénica eléctrica “buena y económica”


- limpieza higiénica con dos fuentes de luz UV-C opuestas
- secado eléctrico y cuidadoso
- generación de calor moderada, especialmente para el secado de sistemas auditivos recargables



Para más información, consulte los folletos detallados del producto.
Consulte a su especialista.

cedis e100.DS Aparato eléctrico para secado


- Área suficiente para secar y guardar, p. ej. sistemas auditivos con moldes, procesores para retroauriculares de implante coclear, auriculares etc.
- El aire es calentado constantemente por un control de calefacción y un ventilador miniaturizado
- Desconexión automática después del final del proceso secado



Para más información, consulte los folletos detallados del producto.
Consulte a su especialista.


cedis Spray de desinfección

- Para la limpieza a fondo, rápida y sencilla
- Con pulverizador, pincel, en una variante de bolsillo, a escoger
- Para la aplicación en paños desechables y para la limpieza de las superficies



cedis Paños de desinfección

- Paños húmedos listos para el uso, diseñadas para la limpieza de superficies
- Prácticos: disponibles en diversos embalajes
- Paños individuales, dispensador de bolsillo, dispensador grande




cedis Pastillas de limpieza



- Para disolver en agua
- Disuelven incluso las adherencias e impurezas más persistentes depositadas en la superficie
- Uso con el cedis vaso de limpieza y la pera para el secado (a adquirir individualmente o en un set)



cedis Cápsulas deshumificadoras




- Absorben el sudor o el agua de condensación acumulados
- Protegen la sensible electrónica de los sistemas auditivos
- Es preferible realizar el proceso de secado por la noche
- Aplicación con el cedis vaso o bolso de secado con cierre hermético (a adquirir individualmente o en un set)



cedis Gel de cuidado

- Gel para el cuidado de la piel con efecto bienestar
- Principio activo de aloe vera para evitar irritaciones
- Facilita la inserción



A L O E V E R A



cedis[®]



Más que 1000 palabras:
cedis Animaciones en 3D
www.egger-info.com

Nos alegraríamos aconsejarle:

egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany
www.egger.online

796451306-2022-09